



REBSTOCK
Precision made in Germany



Container Systeme
Container Systems



	Seite <i>Page</i>
Information / <i>Information</i>	4-7
1/1 Container und Siebkörbe / <i>1/1 Container and Wire Baskets</i>	8-13
3/4 Container und Siebkörbe / <i>3/4 Container and Wire Baskets</i>	14-17
1/2 Container und Siebkörbe / <i>1/2 Container and Wire Baskets</i>	18-24
Großraum Container / <i>Wide Body Container</i>	25
Mini Container / <i>Mini Container</i>	26-29
Dental Container / <i>Dental Container</i>	30-32
Aufbewahrung / <i>Storage</i>	33
Entsorgungscontainer / <i>Removal Container</i>	34-35
Bürstencontainer / <i>Brush Container</i>	35
Zubehör / <i>Accessories</i>	36-39



Systematische Organisation

REBSTOCK Sterilcontainer Systeme ermöglichen eine systematische Organisation Ihres gesamten Sterilgutes. Die komfortable Handhabung und die Vielfalt unserer Container bietet Ihnen Sicherheit und Kontrolle in allen Anwendungsbereichen der Sterilgutversorgung. Lagerung, Transport und Entsorgung können mit unseren Containern perfekt organisiert werden.

Unsere Sterilcontainer entsprechen den Anforderungen der internationalen Normen zur Sterilgutverpackung. REBSTOCK Container sind hergestellt aus eloxiertem Aluminium und zeichnen sich somit durch geringes Gewicht und gutes Trocknungsverhalten aus.

Farbige Deckel und Kennzeichnungsschilder ermöglichen Ihnen eine genaue Kontrolle über Ihr Sterilgut, perfekt organisiert bis ins Detail.

Systematic organisation

The REBSTOCK sterilisation container systems enable a systematic organisation of the entire instrument sterilisation process. The comfortable handling and the diversity of our container systems guarantee safety and control of all sterilisation purposes. Storage, transportation and disposal are perfectly organised with our containers.

Our sterilisation container systems comply with the international standard norms. REBSTOCK sterilisation containers are made of lightweight, anodised aluminium with excellent drying properties.

Colour-coded lids/covers/upper shells and identification labels ensure precise control of the sterilized instruments. Organised in perfection.



Wählen Sie zwischen unserem **Standard-** und unserem **Sicherheitsmodell**.


Standardmodelle haben eine sichtbare Deckelperforation.

Sicherheitsmodelle haben einen zweiten glatten Überdeckel der Ihr Sterilgut zusätzlich vor Kontamination schützt. Sie haben so die Möglichkeit die glatte Oberfläche des Deckels vor dem Einbringen in das sterile Umfeld abzuwischen oder aber den Oberdeckel komplett abzunehmen. Der perforierte Unterdeckel schützt dann weiterhin Ihr Sterilgut.

Select between **Standard-** and **Safety Model**.

Standard Models have a visible lid perforation.

Safety Models are equipped with a plane safety lid, which additionally protects your sterilisation goods from contamination. This gives you the possibility to easily clean the plane surface of the lids, or remove the lid completely before entering into the sterile environment. The perforated lid still protects your sterile goods after removal of the covering safety lid.



Sterilisationsverfahren – Welcher Container ist geeignet?

Container mit **geschlossener Wanne** sind geeignet für:

- fraktioniertes Strömungsverfahren
- fraktioniertes Vakuumverfahren
- Dampfinjektionsverfahren

Container mit **perforierter Wanne** verwenden Sie bei:

- Gravitationsverfahren
- Vorvakuumverfahren


Sterilisation process – Which container is suitable?

Containers with **non-perforated bottom** are suitable for:

- fraktional streaming process
- fraktional vacuum process
- steam injection process

Containers with **perforated bottom** are used for:

- gravitation method/process
- pre-Vacuum method/process



	silber/silver
	gelb/yellow
	rot/red
	blau/blue
	grün/green
	schwarz/black

Unsere Container sind serienmäßig mit Einmal-Papier-Sterilfilter ausgestattet. Wahlweise können folgende Filter (Seite 36) verwendet werden:

- Einmal-Papier-Sterilfilter – für den einmaligen Gebrauch
- Textil-Steril-Filter – für ca. 50 Sterilisationszyklen
- PTFE-Dauerfilter – für ca. 1.200 Sterilisationszyklen

Die Container werden serienmäßig mit silbernem Deckel geliefert.

Als zusätzliches Organisationsmittel bieten wir alle Container auch mit farbigem Deckel an. Hierzu bestellen Sie bitte die Wanne und die gewünschte Deckelfarbe getrennt. (Abb. Seite 10,16,20,22,31).

Our containers are equipped with disposable paper sterilisation filters as standard.

The following filters can be used alternatively:

- Disposable paper sterilisation filters - for single use
- Textile sterilisation filters - for approx. 50 sterilisation cycles
- PTFE-filters - for approx. 1200 sterilisation cycles

The containers are supplied with silver lids as standard.

As additional organisation tool, all containers can be supplied with coloured lids. Therefore please choose tray and lid colour seperately (see page 10,16,20,22,31).

Die neuen REBSTOCK Containermodelle mit Filter sind mit extra langen Griffen versehen, die eine einfache und sichere Handhabung garantieren. Die Silikongummi-Ummantelung schützt vor Verbrennung und verhindert Abrutschen.

The new REBSTOCK container models with filter are equipped with an extra long handle, which guarantees an easy and safe handling. The silicone coating of the handle protects against burning as well as against slipping and dropping off and ensures good and safe grip.



Extra große Griffe garantieren ein sicheres und angenehmes Fassen. Die Siliconummantelung schützt vor Verbrennungen.
Extra long handles ensure a safe and comfortable handling. The silicone coating protects against burning.

Unsere Container besitzen ein spezielles Federverschluss-system, das entstehenden Überdruck entweichen lässt und absolut sicher schließt.

Our containers feature a special closing system which lets overpressure escape and closes the container safely.



Das spezielle Federverschluss-System verschließt den Container zuverlässig.
The special closing system closes the container safely.

Die Filterhalterung ist mit einfachem Druck auf die Filtermitte einzusetzen. Mit Druck auf die Lasche lösen Sie die Filterhalterung wieder.

The filter retainer can be implemented by simply pressing down the center of the filter. By pressing the lever, the filter retainer will be released again.



Das Filterwechseln durch Knopfdruck ist kinderleicht.
Changing filter by push-button easily.

Die Schilderhalterung der Containermodelle ermöglichen eine transparente und eindeutige Verwaltung des Sterilgutkreislaufs.

Tag holders allow the fixation of different tags for a more transparent and better defined management of the sterilisation goods during the sterilisation process.



Barcodeunterstützte Organisation des Sterilgut-Kreislaufs.
Barcoded organisation of the sterile goods during the sterilisation process.

1/1 Standard

 Boden ungelocht
 Bottom non perforated

 Artikel-Nr.
 Cat. No.

 Boden gelocht
 Bottom perforated

 Artikel-Nr.
 Cat. No.

 Größe Container
 Size Container

10-11-400
10-14-400

 außen / outside
 580 x 280 x **100** mm

 innen / inside
 550 x 260 x 80 mm

10-11-401
10-14-401

 außen / outside
 580 x 280 x **135** mm

 innen / inside
 550 x 260 x 115 mm

10-11-402
10-14-402

 außen / outside
 580 x 280 x **150** mm

 innen / inside
 550 x 260 x 130 mm

10-11-404
10-14-404

 außen / outside
 580 x 280 x **200** mm


 innen / inside
 550 x 260 x 180 mm

10-11-406
10-14-406

 außen / outside
 580 x 280 x **260** mm


 innen / inside
 550 x 260 x 240 mm

Boden ungelocht
Bottom non perforated



Artikel-Nr.
Cat. No.

Boden gelocht
Bottom perforated



Artikel-Nr.
Cat. No.

Größe Container
Size Container

1/1 Safety

Die hier abgebildeten Container sind mit blauem Sicherheitsdeckel ausgestattet. Serienmäßig werden die Container mit silbernem Deckel geliefert.

Bitte beachten Sie hierzu die Erläuterungen auf Seite 6.

The containers shown on this page are equipped with blue safety lids.
As standard the containers will be supplied with silver lids.

Please see explanation on page 6.

10-11-410

10-14-410

außen / outside
580 x 280 x **100** mm

innen / inside
550 x 260 x 80 mm



10-11-411

10-14-411

außen / outside
580 x 280 x **135** mm

innen / inside
550 x 260 x 115 mm



10-11-412

10-14-412

außen / outside
580 x 280 x **150** mm

innen / inside
550 x 260 x 130 mm



10-11-414

10-14-414

außen / outside
580 x 280 x **200** mm

innen / inside
550 x 260 x 180 mm



10-11-416

10-14-416

außen / outside
580 x 280 x **260** mm

innen / inside
550 x 260 x 240 mm



Deckel gelocht
Lid perforatedArtikel-Nr
Cat. No.Farbe
ColourGröße Deckel
Size Lid

10-11-489

silber / silver

580 x 280 mm

10-11-488

gelb / yellow

580 x 280 mm

10-11-485

rot / red

580 x 280 mm

10-11-486

blau / blue

580 x 280 mm

10-11-487

grün / green

580 x 280 mm

Standarddeckel
Standard LidDeckel gelocht
Lid perforatedArtikel-Nr
Cat. No.Farbe
ColourGröße Deckel
Size Lid

10-11-459

silber / silver

580 x 280 mm

10-11-458

gelb / yellow

580 x 280 mm

10-11-455

rot / red

580 x 280 mm

10-11-456

blau / blue

580 x 280 mm

10-11-457

grün / green

580 x 280 mm

Sicherheitsdeckel
Safety Lid

Boden ungelocht
Bottom non perforated



Boden gelocht
Bottom perforated



Artikel-Nr.
Cat. No.

Artikel-Nr.
Cat. No.

Größe Wanne
Size Bottom

10-11-440

10-14-440

außen / outside
580 x 280 x **100** mm

innen / inside
550 x 260 x 80 mm

10-11-441

10-14-441

außen / outside
580 x 280 x **135** mm

innen / inside
550 x 260 x 115 mm

10-11-442

10-14-442

außen / outside
580 x 280 x **150** mm

innen / inside
550 x 260 x 130 mm

10-11-444

10-14-444

außen / outside
580 x 280 x **200** mm

innen / inside
550 x 260 x 180 mm

10-11-446

10-14-446

außen / outside
580 x 280 x **260** mm

innen / inside
550 x 260 x 240 mm



Artikel-Nr
Cat. No.Artikel-Nr
Cat. No.Größe
Size**10-06-688**

540 x 255 x 30 mm

10-06-690

540 x 255 x 50 mm

10-06-692

540 x 255 x 70 mm

10-06-694

540 x 255 x 100 mm

Drahtsiebkorb aus Edelstahl
Stainless steel wire basket**10-06-672**

485 x 255 x 30 mm

10-06-499

485 x 255 x 50 mm

10-06-674

485 x 255 x 70 mm

10-06-500

485 x 255 x 100 mm

Drahtsiebkorb aus Edelstahl
Stainless steel wire basket**10-06-915**

545 x 255 x 30 mm

Zwischenboden
Wire base**10-06-506**

545 x 255 mm

Spannrahmen
Drape Retainer

grün / green

blau / blue

10-06-545**10-56-545**

1300 x 600 mm

10-06-511**10-56-511**

1400 x 1000 mm

10-06-544**10-56-544**

1850 x 450 mm

10-06-546**10-56-546**

1850 x 600 mm

Einschlagtuch
Drape

	Artikel-Nr Cat. No.	Größe Size	
	10-06-217	485 x 255 mm Deckel zu Siebkorb aus Edelstahlblech mit Verschuß <i>Lid for Stainless steel screen basket with closure</i>	
	10-07-211	485 x 255 x 30 mm	
	10-07-212	485 x 255 x 50 mm	
	10-07-213	485 x 255 x 70 mm	
	10-07-214	485 x 255 x 100 mm Siebkorb aus Edelstahlblech <i>Stainless steel screen basket</i>	
	10-06-227	545 x 255 mm Deckel zu Siebkorb aus Edelstahlblech mit Verschuß <i>Lid for Stainless steel screen basket with closure</i>	
	10-07-221	545 x 255 x 30 mm	
	10-07-222	545 x 255 x 50 mm	
	10-07-223	545 x 255 x 70 mm	
	10-07-224	545 x 255 x 100 mm Siebkorb aus Edelstahlblech <i>Stainless steel screen basket</i>	

3/4 Standard

 Boden ungelocht
 Bottom non perforated

 Artikel-Nr.
 Cat. No.

 Boden gelocht
 Bottom perforated

 Artikel-Nr.
 Cat. No.

 Größe Container
 Size Container

10-11-700
10-14-700

 außen / outside
 465 x 280 x **100** mm

 innen / inside
 425 x 260 x 80 mm

10-11-701
10-14-701

 außen / outside
 465 x 280 x **135** mm


 innen / inside
 425 x 260 x 115 mm

10-11-702
10-14-702

 außen / outside
 465 x 280 x **150** mm

 innen / inside
 425 x 260 x 130 mm

Boden ungelocht
Bottom non perforated



Artikel-Nr.
Cat. No.

Boden gelocht
Bottom perforated



Artikel-Nr.
Cat. No.

Größe Container
Size Container

10-11-710

10-14-710

außen / outside
465 x 280 x **100** mm

innen / inside
425 x 260 x 80 mm

3/4 Safety

Die hier abgebildeten Container sind mit blauem Sicherheitsdeckel ausgestattet. Serienmäßig werden die Container mit silbernem Deckel geliefert.
Bitte beachten Sie hierzu die Erläuterungen auf Seite 6.
*The containers shown on this page are equipped with blue safety lids.
As standard the containers will be supplied with silver lids.
Please see explanation on page 6.*



10-11-711

10-14-711

außen / outside
465 x 280 x **135** mm

innen / inside
425 x 260 x 115 mm



10-11-712

10-14-712

außen / outside
465 x 280 x **150** mm

innen / inside
425 x 260 x 130 mm



3/4


 Deckel gelocht
 Lid perforated

 Artikel-Nr
 Cat. No.

 Farbe
 Colour

 Größe Deckel
 Size Lid
10-11-789

silber / silver

465 x 280 mm

10-11-788

gelb / yellow

465 x 280 mm

10-11-785

rot / red

465 x 280 mm

10-11-786

blau / blue

465 x 280 mm

10-11-787

grün / green

465 x 280 mm

 Standarddeckel
 Standard Lid

 Deckel gelocht
 Lid perforated
**10-11-759**

silber / silver

465 x 280 mm

10-11-758

gelb / yellow

465 x 280 mm

10-11-755

rot / red

465 x 280 mm

10-11-756

blau / blue

465 x 280 mm

10-11-757

grün / green

465 x 280 mm

 Sicherheitsdeckel
 Safety Lid

 Boden ungelocht
 Bottom non perforated

 Artikel-Nr
 Cat. No.

 Boden gelocht
 Bottom perforated

 Artikel-Nr.
 Cat. No.

 Größe Wanne
 Size Bottom
10-11-740**10-14-740**
 außen / outside
 465 x 280 x 100 mm

 innen / inside
 425 x 260 x 80 mm
10-11-741**10-14-741**
 außen / outside
 465 x 280 x 135 mm

 innen / inside
 425 x 260 x 115 mm
10-11-742**10-14-742**
 außen / outside
 465 x 280 x 150 mm

 innen / inside
 425 x 260 x 135 mm


Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.	Größe Size
	10-06-011	405 x 255 x 30 mm
	10-06-012	405 x 255 x 50 mm
	10-06-013	405 x 255 x 70 mm
	10-06-014	405 x 255 x 100 mm
		Drahtsiebkorb aus Edelstahl Stainless steel wire basket
	10-06-257	405 x 255 mm
		Deckel zu Siebkorb aus Edelstahlblech mit Verschuß Lid for Stainless steel screen basket with closure
	10-07-251	405 x 255 x 30 mm
	10-07-252	405 x 255 x 50 mm
	10-07-253	405 x 255 x 70 mm
	10-07-254	405 x 255 x 100 mm
		Siebkorb aus Edelstahlblech Stainless steel screen basket
	10-56-910	405 x 255 x 30 mm
		Zwischenboden Wire base
	10-56-505	405 x 255 mm
		Spannrahmen Drape Retainer
grün / green 10-06-511	blau / blue 10-56-511	1400 x 1000 mm
		Einschlagtuch Drape



1/2 Standard

 Boden ungelocht
 Bottom non perforated

 Artikel-Nr.
 Cat. No.

 Boden gelocht
 Bottom perforated

 Artikel-Nr.
 Cat. No.

 Größe Container
 Size Container

10-11-300
10-14-300

 außen / outside
 285 x 280 x **100** mm

 innen / inside
 265 x 260 x 80 mm

10-11-301
10-14-301

 außen / outside
 285 x 280 x **135** mm

 innen / inside
 265 x 260 x 115 mm

10-11-302
10-14-302

 außen / outside
 285 x 280 x **150** mm

 innen / inside
 265 x 260 x 130 mm

10-11-304
10-14-304

 außen / outside
 285 x 280 x **200** mm


 innen / inside
 265 x 260 x 180 mm

10-11-306
10-14-306

 außen / outside
 285 x 280 x **260** mm


 innen / inside
 265 x 260 x 240 mm

Boden ungelocht
Bottom non perforated



Artikel-Nr.
Cat. No.

Boden gelocht
Bottom perforated



Artikel-Nr.
Cat. No.

Größe Container
Size Container

1/2 Safety

Die hier abgebildeten Container sind mit blauem Sicherheitsdeckel ausgestattet. Serienmäßig werden die Container mit silbernem Deckel geliefert.
Bitte beachten Sie hierzu die Erläuterungen auf Seite 6.
The containers shown on this page are equipped with blue safety lids.
As standard the containers will be supplied with silver lids.
Please see explanation on page 6.

10-11-310	10-14-310	außen / outside 285 x 280 x 100 mm innen / inside 265 x 260 x 80 mm
10-11-311	10-14-311	außen / outside 285 x 280 x 135 mm innen / inside 265 x 260 x 115 mm
10-11-312	10-14-312	außen / outside 285 x 280 x 150 mm innen / inside 265 x 260 x 130 mm
10-11-314	10-14-314	außen / outside 285 x 280 x 200 mm innen / inside 265 x 260 x 180 mm
10-11-316	10-14-316	außen / outside 285 x 280 x 260 mm innen / inside 265 x 260 x 240 mm



Deckel gelocht
Lid perforatedArtikel-Nr
Cat. No.Farbe
ColourGröße Deckel
Size Lid

10-11-389

silber / silver

285 x 280 mm

10-11-388

gelb / yellow

285 x 280 mm

10-11-385

rot / red

285 x 280 mm

10-11-386

blau / blue

285 x 280 mm

10-11-387

grün / green

285 x 280 mm

Standarddeckel
Standard LidDeckel gelocht
Lid perforatedArtikel-Nr
Cat. No.Farbe
ColourGröße Deckel
Size Lid

10-11-359

silber / silver

285 x 280 mm

10-11-358

gelb / yellow

285 x 280 mm

10-11-355

rot / red

285 x 280 mm

10-11-356

blau / blue

285 x 280 mm

10-11-357

grün / green

285 x 280 mm

Sicherheitsdeckel
Safety Lid

Boden ungelocht
Bottom non perforated



Artikel-Nr.
Cat. No.

Boden gelocht
Bottom perforated



Artikel-Nr.
Cat. No.

Größe Wanne
Size Bottom



10-11-340

10-14-340

außen / outside
285 x 280 x 100 mm

innen / inside
265 x 260 x 84 mm

10-11-341

10-14-341

außen / outside
285 x 280 x 135 mm

innen / inside
265 x 260 x 117 mm

10-11-342

10-14-342

außen / outside
285 x 280 x 150 mm

innen / inside
265 x 260 x 132 mm

10-11-344

10-14-344

außen / outside
285 x 280 x 200 mm

innen / inside
265 x 260 x 182 mm

10-11-346

10-14-346

außen / outside
285 x 280 x 260 mm

innen / inside
265 x 260 x 244 mm

1/2 Standard

Boden ungelocht
 Bottom non perforated



Artikel-Nr.
 Cat. No.

Boden gelocht
 Bottom perforated



Artikel-Nr.
 Cat. No.

Größe Container
 Size Container



10-11-299

außen / outside
 285 x 280 x **55** mm

 innen / inside
 270 x 270 x 33 mm



10-11-003

10-14-003

außen / outside
 285 x 280 x **85** mm

 innen / inside
 270 x 270 x 64 mm

Deckel gelocht
 Lid perforated



10-11-399

silber / silver

10-11-398

gelb / yellow

285 x 280 mm

10-11-395

rot / red

285 x 280 mm

10-11-396

blau / blue

285 x 280 mm

10-11-397

grün / green

285 x 280 mm

Boden ungelocht
 Bottom non perforated



Boden gelocht
 Bottom perforated



10-11-339

außen / outside
 285 x 280 x **55** mm

 innen / inside
 270 x 270 x 33 mm



10-06-747

10-14-033

außen / outside
 285 x 280 x **85** mm

 innen / inside
 270 x 270 x 64 mm

Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.	Größe Size	
	11-06-683	255 x 245 x 30 mm	
	11-06-489	255 x 245 x 50 mm	
	11-06-684	255 x 245 x 70 mm	
	11-06-685	255 x 245 x 100 mm Drahtsiebkorb aus Edelstahl <i>Stainless steel wire basket</i>	
	11-06-117	255 x 245 mm Deckel zu Siebkorb aus Edelstahlblech mit Verschuß <i>Lid for Stainless steel screen basket with closure</i>	
	11-07-111	255 x 245 x 30 mm	
	11-07-112	255 x 245 x 50 mm	
	11-07-113	255 x 245 x 65 mm	
	11-07-114	255 x 245 x 100 mm Siebkorb aus Edelstahlblech <i>Stainless steel screen basket</i>	
	10-06-707	255 x 245 x 130 mm	
	10-06-703	255 x 245 x 180 mm	
	10-06-704	255 x 245 x 230 mm Drahttrenner <i>Wire Divider</i>	

Artikel-Nr.
Cat. No.Artikel-Nr.
Cat. No.Größe
Size**11-06-910**

245 x 255 x 30 mm

Zwischenboden
Wire base**11-06-505**

255 x 255 mm

Spannrahmen
Drape Retainer

grün / green

blau / blue

10-56-540**10-56-541**

900 x 600 mm

10-06-501**10-56-501**

900 x 800 mm

10-06-543**10-56-543**

1300 x 450 mm


10-06-545**10-56-545**

1300 x 600 mm

Einschlagtuch
Drape


Wide Body

Boden ungelocht
Bottom non perforated



Artikel-Nr.
Cat. No.

Boden gelocht
Bottom perforated



Artikel-Nr.
Cat. No.

Größe Container
Size Container

10-11-817

10-14-817

außen / *outside*
600 x 400 x **120** mm

innen / *inside*
550 x 350 x 100 mm



10-11-821

10-14-821

außen / *outside*
600 x 400 x **180** mm

innen / *inside*
550 x 350 x 160 mm



Artikel-Nr.
Cat. No.

Größe Siebkorb
Size Wire Basket

10-05-169

535 x 335 x 100 mm

Drahtsiebkorb aus Edelstahl
Stainless steel wire basket



Mini

Bitte beachten Sie, nur der Deckel des Containers ist in Farbe.
Please note that only the lid of the container is coloured.

Boden ungelocht
Bottom non perforated



Artikel-Nr
Cat. No.

Farbe
Colour

Größe
Size

10-11-184

silber / silver

außen / outside
300 x 140 x 40 mm

10-11-183

gelb / yellow

innen / inside
280 x 130 x 27 mm

10-11-180

rot / red

10-11-181

blau / blue

10-11-182

grün / green



10-11-194

silber / silver

außen / outside
300 x 140 x 70 mm

10-11-193

gelb / yellow

innen / inside
280 x 130 x 55 mm

10-11-190

rot / red

10-11-191

blau / blue

10-11-192

grün / green



10-61-194

silber / silver

außen / outside
300 x 140 x 100 mm

10-61-193

gelb / yellow

innen / inside
280 x 130 x 84 mm

10-61-190

rot / red

10-61-191

blau / blue

10-61-192

grün / green

Boden gelocht
Bottom perforated



Artikel-Nr
Cat. No.

Farbe
Colour

Größe
Size

10-14-184

silber / *silver*

außen / *outside*
300 x 140 x **40** mm

10-14-183

gelb / *yellow*

innen / *inside*
280 x 130 x 27 mm

10-14-180

rot / *red*

10-14-181

blau / *blue*

10-14-182

grün / *green*

Bitte beachten Sie, nur der Deckel des Containers ist in Farbe.
Please note that only the lid of the container is coloured.



10-14-194

silber / *silver*

außen / *outside*
300 x 140 x **70** mm

10-14-193

gelb / *yellow*

innen / *inside*
280 x 130 x 55 mm

10-14-190

rot / *red*

10-14-191

blau / *blue*

10-14-192

grün / *green*



10-64-194

silber / *silver*

außen / *outside*
300 x 140 x **100** mm

10-64-193

gelb / *yellow*

innen / *inside*
280 x 130 x 84 mm

10-64-190

rot / *red*

10-64-191

blau / *blue*

10-64-192

grün / *green*



Mini

Mini

Deckel gelocht
Lid perforated



Artikel-Nr
Cat. No.

Farbe
Colour

Größe Deckel
Size Lid

10-11-174

silber / silver

300 x 140 mm

10-11-173

gelb / yellow

300 x 140 mm

10-11-170

rot / red

300 x 140 mm

10-11-171

blau / blue

300 x 140 mm

10-11-172

grün / green

300 x 140 mm

Boden ungelocht
Bottom non perforated



Artikel-Nr
Cat. No.

Boden gelocht
Bottom perforated



Artikel-Nr.
Cat. No.

Größe Wanne
Size Bottom

10-11-187

10-14-187

außen / outside
285 x 140 x 40 mm

innen / inside
280 x 130 x 27 mm

10-11-188

10-14-188

außen / outside
285 x 140 x 70 mm

innen / inside
280 x 130 x 55 mm

10-61-189

10-64-189

außen / outside
285 x 140 x 100 mm

innen / inside
280 x 130 x 84 mm

Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.	Größe Size	
	10-56-150	265 x 120 x 45 mm Drahtsiebkorb für Mini Container <i>Wire basket for Mini Container</i>	
	10-56-151	270 x 125 x 20 mm Siebkorb aus Edelstahlblech für Mini Container <i>Stainless steel screen basket for Mini Container</i>	
	10-56-152	270 x 120 mm Deckel für Siebkorb aus Edelstahlblech 10-56-153 <i>Lid to stainless steel screen basket 10-56-153</i>	
	10-56-153	270 x 120 x 40 mm Siebkorb aus Edelstahlblech für Mini Container <i>Stainless steel screen basket for Mini Container</i>	
	10-06-510	280 x 125 mm Spannrahmen <i>Drape Retainer</i>	
grün / green 10-06-738	blau / blue 10-56-738	600 x 400 mm Einschlagtuch <i>Drape</i>	

Dental

Boden ungelocht
Bottom non perforatedArtikel-Nr.
Cat. No.Boden gelocht
Bottom perforatedArtikel-Nr.
Cat. No.Größe Container
Size Container**10-64-092****10-14-092**

außen / outside
310 x 190 x **40** mm

innen / inside
280 x 180 x 35 mm

**10-64-094****10-14-094**

außen / outside
310 x 190 x **65** mm

innen / inside
280 x 180 x 55 mm

**10-64-095****10-14-095**

außen / outside
310 x 190 x **80** mm

innen / inside
280 x 180 x 70 mm

**10-64-097****10-14-097**

außen / outside
310 x 190 x **100** mm

innen / inside
280 x 180 x 90 mm

**10-64-096****10-14-096**

außen / outside
310 x 190 x **130** mm

innen / inside
280 x 180 x 124 mm

Dental

Deckel gelocht
Lid perforated



Artikel-Nr
Cat. No.

Farbe
Colour

Größe Deckel
Size Lid

10-14-091

silber / *silver*

310 x 190 mm

10-64-081

gelb / *yellow*

310 x 190 mm

10-64-082

rot / *red*

310 x 190 mm

10-64-083

blau / *blue*

310 x 190 mm

10-64-084

grün / *green*

310 x 190 mm

Deckel gelocht
Lid perforated



Boden ungelocht
Bottom non perforated



Artikel-Nr
Cat. No.

Boden gelocht
Bottom perforated



Artikel-Nr.
Cat. No.

Größe Wanne
Size Bottom

10-64-086

10-14-086

außen / *outside*
310 x 190 x 40 mm

innen / *inside*
280 x 180 x 85 mm

10-64-088

10-14-088

außen / *outside*
310 x 190 x 65 mm

innen / *inside*
280 x 180 x 55 mm

10-64-089

10-14-089

außen / *outside*
310 x 190 x 80 mm

innen / *inside*
280 x 180 x 70 mm

10-64-091

10-64-085

außen / *outside*
310 x 190 x 100 mm

innen / *inside*
280 x 180 x 90 mm

10-64-090

10-14-090

außen / *outside*
310 x 190 x 130 mm

innen / *inside*
280 x 180 x 120 mm



Dental

	Artikel-Nr. Cat. No.	Artikel-Nr. Cat. No.	Größe Size
		10-06-264	265 x 175 x 40 mm Siebkorb aus Edelstahl mit Deckel <i>Stainless steel screen basket with lid</i>
		10-56-260	265 x 175 mm Deckel für Siebkorb aus Edelstahlblech <i>Lid to Stainless steel screen basket</i>
		10-56-261	265 x 175 x 35 mm Siebkorb aus Edelstahlblech <i>Stainless steel screen basket</i>
		10-56-262	265 x 175 mm Tablett aus Edelstahlblech mit Griff und Füßen <i>Stainless Steel tray with handle and feet</i>
		10-06-555	310 x 190 mm Spannrahmen <i>Drape Retainer</i>
	grün / green 10-06-738	blau / blue 10-56-738	600 x 400 mm Einschlagtuch <i>Drape</i>

Deckel ungelocht
Lid non perforated



Artikel-Nr.
Cat. No.

Deckel gelocht
Lid perforated



Artikel-Nr.
Cat. No.

Größe Container
Size Container

10-57-010		170 x 70 x 30 mm
10-57-011		180 x 90 x 30 mm
10-57-012		180 x 90 x 40 mm
10-57-013		210 x 100 x 30 mm
10-57-014		210 x 100 x 40 mm
10-57-015		210 x 100 x 50 mm
10-57-016		50 x 40 x 30 mm
10-57-017		100 x 30 x 20 mm
10-57-018		130 x 50 x 30 mm
10-57-019		250 x 100 x 50 mm
10-57-020		250 x 150 x 60 mm
	10-57-030	170 x 70 x 30 mm
	10-57-031	180 x 90 x 30 mm
	10-57-032	210 x 100 x 30 mm
	10-57-033	210 x 100 x 50 mm

Aluminium
Aluminium



Aluminium
Aluminium



Aluminium
Aluminium



ungelocht
non perforated

Artikel-Nr.
Cat. No.

gelocht
perforated

Artikel-Nr.
Cat. No.

Größe Container
Size Container

10-57-021	10-57-034	170 x 70 x 30 mm
10-57-022	10-57-035	180 x 90 x 30 mm
10-57-023	10-57-036	210 x 100 x 30 mm
10-57-024	10-57-037	210 x 100 x 50 mm

Edelstahl
Stainless Steel



Storage

Diese Behälter sind ohne Filter.
Container without filters.

Removal


 Deckel mit Schlitz
Lid with slot

 Deckel ohne Schlitz
Lid without slot

 Artikel-Nr.
Cat. No.

 Artikel-Nr.
Cat. No.

 Größe Container
Size Container
10-61-272
10-61-282

 außen / *outside*
 580 x 280 x **100** mm

 innen / *inside*
 550 x 260 x 84 mm

 Wanne ungelocht
Bottom non perforated
10-11-272
10-11-282

 außen / *outside*
 580 x 280 x **150** mm

 innen / *inside*
 550 x 260 x 130 mm

 Wanne ungelocht
Bottom non perforated

 Deckel mit Schlitz
Lid with slot

 Deckel ohne Schlitz
Lid without slot

 Artikel-Nr.
Cat. No.

 Artikel-Nr.
Cat. No.

 Größe Container
Size Container
10-11-070
10-11-080

 außen / *outside*
 285 x 280 x **100** mm

 innen / *inside*
 265 x 260 x 82 mm

 Wanne ungelocht
Bottom non perforated
10-11-072
10-11-082

 außen / *outside*
 285 x 280 x **150** mm

 innen / *inside*
 265 x 260 x 130 mm

 Wanne ungelocht
Bottom non perforated

Removal / Brush

Deckel mit Schlitz
Lid with slot

Deckel ohne Schlitz
Lid without slot

Artikel-Nr.
Cat. No.

Artikel-Nr.
Cat. No.

Größe Container
Size Container

10-11-267

10-11-268

580 x 280 mm



10-61-262

10-11-262

580 x 280 x 100 mm

580 x 280 x 150 mm

Boden ungelocht
Bottom non perforated



10-11-067

10-11-068

285 x 280 mm



10-11-060

10-11-062

285 x 280 x 100 mm

285 x 280 x 150 mm

Boden ungelocht
Bottom non perforated



10-56-010

240 x 275 x 70 mm
Bürstencontainer
aus Aluminium für 20 Bürsten, mit Wandmontagebefestigung
Brush Container
Aluminium, for 20 brushes, with wall mounting fixtures




10-56-011

240 x 275 x 70 mm
Bürstencontainer
aus Edelstahl für 20 Bürsten, mit Wandmontagebefestigung
Brush Container
Stainless Steel, for 20 brushes, with wall mounting fixtures



Accessories

	Artikel-Nr Cat. No.	Größe Size
	10-11-095	ø 190 mm Einwegpapierfilter mit Dampfindikator für 1/1, 3/4, 1/2, Flach- und Großraum Container; VE 100 St. Disposable Paper Filters with Steam Indicator for 1/1, 3/4, 1/2, Flat and Wide Body Container, Pack of 100 pcs.
	10-11-093	ø 190 mm Textilfilter für 1/1, 3/4, 1/2, Flach- und Großraum Container; VE 1 St. Textile Filters for 1/1, 3/4, 1/2, Flat and Wide Body Containers, Pack of 1 pcs.
	10-11-090	ø 190 mm PTFE Filter , für 1200 Sterilisationszyklen für 1/1, 3/4, 1/2, Flach- und Großraum Container; VE 1 St. PTFE Filters , for 1200 Sterilisation Cycles for 1/1, 3/4, 1/2, Flat and Wide Body Containers, Pack of 1 pcs.
	10-06-166	235 x 118 mm Einwegpapierfilter mit Dampfindikator für Mini- und Dental Container; VE 100 St. Disposable Paper Filters with Steam Indicator for Mini and Dental Containers, Pack of 100 pcs.
	10-06-165	210 x 95 mm Textilfilter für Mini- und Dental Container; VE 1 St. Textile Filters for Mini and Dental Containers, Pack of 1 pcs.
	10-56-167	215 x 95 mm PTFE Filter , für 1200 Sterilisationszyklen für Mini- und Dental Container; VE 1 St. PTFE Filters , for 1200 Sterilisation Cycles for Mini and Dental Containers, Pack of 1 pcs.
	10-11-100	ø 185 mm Filterhalterung für 1/1, 3/4, 1/2, Flach- und Großraum Container Filtertray for 1/1, 3/4, 1/2, Flat and Wide Body Containers
	10-11-098	245 x 100 mm Filterhalterung für Mini- und Dental Container Filter Tray for Mini and Dental Containers
	10-11-096	195 x 195 mm Spender für Einmalfilter Filter Dispenser

Accessories

Artikel-Nr
Cat. No.

10-07-744

Indikatoretiketten

für 1/1, 3/4, 1/2, Flach- und Großraumcontainer; VE 100 St.

Indicator Paper Labels

for 1/1, 3/4, 1/2, Flat and Wide Body Container, Pack of 100 pcs.



10-07-687

Indikatoretiketten

für Mini- und Dentalcontainer; VE 100 St.

Indicator Paper Labels

for Mini and Dental Container, Pack of 100 pcs.



Artikel-Nr
Cat. No.

Artikel-Nr
Cat. No.

Farbe
Colour

10-07-788U

10-07-788B

gelb / yellow

10-07-785U

10-07-785B

rot / red

10-07-786U

10-07-786B

blau / blue

10-07-787U

10-07-787B

grün / green

10-07-790U

10-07-790B

schwarz / black

10-07-793U

10-07-793B

violett / violet

10-07-794U

10-07-794B

orange / orange

10-07-792U

10-07-792B

braun / brown

unbeschriftet
without marking

beschriftet
with marking

Aluminium Kennzeichnungsschilder
Aluminium Tag



10-07-656

Sortiermagazin

für Kennzeichnungsschilder

Dispenser

for Tags



10-07-739

Sicherheitssiegel

VP 100 St., blau

Plastic Security Seal

Pack of 100 pcs.



10-07-601

Reiniger

300 g, für Aluminium Eloxal

Cleaning Agent

300 g, for anodized Aluminium



Accessories



Artikel-Nr Cat. No.	Größe Size
10-06-934	270 x 125 mm
10-06-936	245 x 245 mm
10-56-930 10-56-931 10-56-932 10-56-933	220 x 230 mm 380 x 230 mm 440 x 230 mm 520 x 230 mm
10-56-934	545 x 255 mm Matte kann auf gewünschtes Maß zugeschnitten werden <i>The mat can be cut to the desired dimensions</i>
10-56-935	Flache Silikonmatte , zur Abdeckung der Arbeitsfläche, blau Flat Silicone Mat , for covering of the Work Surface, blue 2400 x 100 mm (Rolle/Coil)



10-06-509	50 x 20 x 12 mm Tuchklammern Drape Clamp
10-06-484	65 x 20 x 20 mm Tuchklammern Drape Clamp
10-07-691	24 x 28 x 25 mm; Ø 7-12 mm
10-07-692	24 x 28 x 29 mm; Ø 12-16 mm
10-07-693	24 x 28 x 31 mm; Ø 16-26 mm
10-07-694	24 x 28 x 40 mm; Ø 26-36 mm
10-07-695	24 x 28 x 44 mm; Ø 36-45 mm Fixierklammern Fixation Clamp

Accessories

Artikel-Nr.
Cat. No.

10-06-715	Spiralfederhaltevorrichtung <i>Spiral Holding</i>	
10-56-716	Doppel-Spiralfederhaltevorrichtung <i>Double Spiral Holding</i>	
10-56-717	Haltestift für Instrumente <i>Holding Pin</i> for Instruments	
10-56-718	Haltestift für Trennbleche <i>Holding Pin</i> for Partition Sheets	 
10-56-901	50 x 20 mm	
10-56-902	130 x 20 mm	
10-56-903	225 x 20 mm	
10-56-904	460 x 20 mm Trennbleche <i>Sheets</i>	
10-06-906	230 mm	
10-06-907	470 mm Schiene für Gleitschieber <i>Sliding Rails</i>	
10-06-905	Gleitschieber <i>Divider</i>	
10-06-908	230 mm	
10-06-909	470 mm Anschlagrahmen <i>Limiting Bar</i>	



REBSTOCK
Precision made in Germany

Rebstock Instruments GmbH
In Weiheräcker 7 · D-78589 Dürbheim/Tuttlingen · Germany

Tel. +49 (0) 74 24 / 67 34 · Fax +49 (0) 74 24 / 43 34
info@rebstock-instruments.de · www.rebstock.de